


ARTHROSKOPIE STANZEN ARTHROSCOPY PUNCHES



VITALINE Arthroskopiestanzen ergänzen unser Standard-Arthroskopieprogramm durch eine Serie hochwertiger Stanzen.

Durch ihre spezielle Konstruktion wird der Kraftaufwand beim Schneiden erheblich reduziert, was ein ermüdungsfreies präzises Arbeiten ermöglicht.

VITALINE Arthroskopiestanzen zeichnen sich aus durch die herausragende Präzision, Qualität und Vielfalt.











VITALINE arthroscopy punches supplement our standard arthroscopy programme with a series of top-grade punches.











The special construction noticeably reduces the force required to cut. You can work more quickly, with less fatigue and with greater precision

VITALINE arthroscopy punches guarantee an outstanding precision, quality and versatility.

ARTHROSKOPIE STANZEN ARTHROSCOPY PUNCHES

















Griff ohne Sperre / Handle without ratchet

Vitaline Stanze standard Vitaline Punch standard	Schnittbild sectional view	Maulteil- höhe height of Jaws	Gerade straight	Links gebogen curved left	Rechts gebogen curved right	Schaft aufgebogen shaft curved upwards	Maul aufge- bogen jaws curved upwards	Art-Nr. Ref-Nr. ohne Sperre without ratchet
		2,1 mm	■					A3-940/SSS
		2,1 mm		■			■	A3-941/SSS
		2,1 mm			■		■	A3-942/SSS
		2,1 mm		■			■	A3-943/SSS
		2,1 mm			■		■	A3-944/SSS

Vitaline Stanze flaches Maulteil Vitaline Punch flat jaws	Schnittbild sectional view	Maulteil höhe height of Jaws	Gerade straight	Links gebogen Curved left	Rechts gebogen Curved right	Schaft aufgebogen shaft curved upwards	Maul aufgebogen Jaws curved upwards	Art-Nr. Ref-Nr.
		1,6 mm	■					A3-945/SSS
		1,6 mm		■			■	A3-946/SSS
		1,6 mm			■		■	A3-947/SSS
		1,6 mm		■			■	A3-948/SSS
		1,6 mm			■		■	A3-949/SSS

ARTHROSKOPIE STANZEN ARTHROSCOPY PUNCHES





Griff ohne Sperre / Handle without ratchet

Vitaline Hakenstanze Vitaline Hookpunch	Schnittbild sectional view	Maulteil- höhe height of Jaws	Gerade straight	Mit Schaufel with scoop		Schaft aufgebogen shaft curved upwards	Maul aufgebogen jaws curved upwards	Art-Nr. Ref-Nr. ohne Sperre without ratchet
		1,6 mm	■					A3-950/SSS
		1,6 mm					■	A3-951/SSS
		2,1 mm	■	■				A3-952/SSS
		2,1 mm		■			■	A3-953/SSS
Vitaline Korbstanze oval Vitaline Basket punch oval	Schnittbild sectional view	Maulteil höhe height of Jaws	Gerade straight	Mit Schaufel with scoop		Schaft aufgebogen shaft curved upwards	Maul aufgebogen Jaws curved upwards	Art-Nr. Ref-Nr.
		2,1 mm	■					A3-954/SSS
		2,1 mm					■	A3-955/SSS
Vitaline Scherenstanze Vitaline Scissors Punch	Schnittbild sectional view	Maulteil höhe height of Jaws	Gerade straight	Mit Schaufel with scoop		Schaft aufgebogen shaft curved upwards	Maul aufgebogen Jaws curved upwards	Art-Nr. Ref-Nr.
		2,1 mm	■					A3-956/SSS
		2,1 mm					■	A3-957/SSS





ARTHROSKOPIE STANZEN ARTHROSCOPY PUNCHES

RETROGRAD / RETROGRADE

Handgriff ohne Sperre – Handle without ratchet


Vitaline Stanze Vitaline Punch	Schnittbild <i>sectional view</i>	Maulteil- höhe <i>height of Jaws</i>	Gerade <i>straight</i>	Mit Schaufel <i>with scoop</i>		Retrograd schneidend <i>retrograde cutting action</i>	Maul aufgebogen <i>jaws curved upwards</i>	Art-Nr. Ref-Nr. <i>ohne Sperre without ratchet</i>
links schneidend/ <i>cutting left</i> 		2,3 mm	■			links <i>left</i>		A3-958/SSS
rechts schneidend/ <i>cutting right</i> 		2,3 mm	■			rechts <i>right</i>		A3-959/SSS



Handgriff mit Sperre – Handle with ratchet

Vitaline Stanze Vitaline Punch	Schnittbild <i>sectional view</i>	Maulteil- höhe <i>height of Jaws</i>	Gerade <i>straight</i>	Mit Schaufel <i>with scoop</i>		Retrograd schneidend <i>retrograde cutting action</i>	Maul aufgebogen <i>jaws curved upwards</i>	Art-Nr. Ref-Nr. <i>mit Sperre with ratchet</i>
links schneidend/ <i>cutting left</i> 		2,3 mm	■			links <i>left</i>		A3-958/SSR
rechts schneidend/ <i>cutting right</i> 		2,3 mm	■			rechts <i>right</i>		A3-959/SSR

**ARTHROSKOPIE STANZEN
ARTHROSCOPY PUNCHES**

**SAUGSTANZE, zerlegbar
SUCTION PUNCH, dismantable**



	Durchmesser <i>Diameter</i>	Artikel-Nr. <i>Ref.-No.</i>
	2,7 mm	A3-916
	4,5 mm	A3-917